



Sådan tager man backup af jobs fra den interne hukommelse på Leica VIVA:

1. Isæt en USB i instrumentet
2. Gå ind i menuen "Bruger -> Værktøjer -> Overføre bruger objekter"
3. I linjen "Objekt at overføre" vælges "job"
4. I Fra vælges "Intern Memory"
5. I Til enhed vælges "USB"
6. Sæt flueben funktionen "Overfør alle objekter..."

Overfør Bruger Objekter

Objekt at overføre: Job

Fra: Intern memory

Til: USB

Job: Tank Survey

☐ Overfør for brug med System1200

☒ Overfør alle objekter af den valgte type

3DCQ:--.--m 2DCQ:--.--m 1DCQ:--.--m Fn abc 10:14

OK

7. Tryk OK
8. Når overførslen er færdig, tryk "Nej" til at over flere objekter.
9. Alle jobs findes nu i mappen DBX på USB'en

Nu er der taget backup af alle jobs.

Disse job kan via samme metode lægges tilbage igen. Blot "Fra" USB, "Til" intern memory.